

COP

CREATIVE & RESPONSIBLE CHEMISTRY

Attaches distales

Matrices

Textiles de finition

FABRICATION DE MANCHONS SUR MESURE

KIT EASYFIT LINER

- ✓ Silicones formulés pour les manchons et adaptés aux projets de vie des patients (confort / proprioception)
- ✓ Contient : cartouche de silicone 2 x 200 ml, matrice, attache distale, colle, textile de finition
- ✓ Assistance technique à la conception et à la fabrication

Fiche produit



 230b Route des Bouveries 26190 Saint-Nazaire-en-Royans France

 www.cop-chimie.com

 contact@cop-chimie.com

 +33 (0) 475 487 720

Ce flyer a été conçu en utilisant les ressources de Flaticon.com et imprimé par la société Activ' Graphic
Ne pas jeter sur la voie publique

SILICONES EN CARTOUCHES* de 2 x 200 ml

	Produit	Références	Temps de travail	Temps de démoulage	Dureté
Confort ↑	COPSIL GEL 25	GLC-25 C400	1 h 30	3 h	25 Sh 00
	COPSIL 2	T-02SR C400	20 min	2 h	2 Sh A
Proprioception ↓	COPSIL 3 (blanc)	T-03TR C400	25 min	45 min	3 Sh A
	COPSIL 5	T-05TR C400	20 min	45 min	5 Sh A
	COPSIL 12	T-12TR C400	30 min	1 h 15	12 Sh A
	COPSIL 16	T-16SR C400	30 min	50 min	16 Sh A
	COPSIL 20	T-20TR C400	25 min	2 h	20 Sh A

MATRICES

*2 mélangeurs inclus

MATRICES COURTES (9 CM)

Référence	MAT S01	MAT S02	MAT S03	MAT S04	MAT S05	MAT S06
Circonférence (cm)	15	19	22	26	29	31

MATRICES LONGUES (38 CM)

Référence	MAT L02	MAT L03
Circonférence distale (cm)	29	32
Circonférence proximale (cm)	30	33

ATTACHES DISTALES

Référence	ATA F01	ATA F02	ATA F03	ATA F04	ATA F05
Diamètre (mm)	Ø 40	Ø 50	Ø 60	Ø 70	Ø 80

TEXTILES DE FINITION

Référence	COV S01	COV L01
Hauteur (cm)	40	
Circonférence distale (cm)	22	27
Circonférence proximale (cm)	23	28

📍 230b Route des Bouveries 26190 Saint-Nazaire-en-Royans France

🌐 www.cop-chimie.com

✉ contact@cop-chimie.com

☎ +33 (0) 475 487 720

Ce flyer a été conçu en utilisant les ressources de Flaticon.com et imprimé par la société Activ' Graphic
Ne pas jeter sur la voie publique